



## AMA US10 FAST

Maximize a precisão diagnóstica e a excelência veterinária com o US10 FAST B&W - Tecnologia de ponta e desempenho excepcional, proporcionando confiabilidade e resultados superiores para a sua prática.

## Especificações técnicas

### Sistema de ultrassom portátil para diagnóstico Veterinário

Com a combinação líder em desempenho e design ergonômico, o US10 FAST é uma escolha ideal para sistemas em preto e branco. Excelente qualidade de imagem atende aos requisitos de diferentes aplicações, ajudando a aumentar sua confiança diagnóstica. Adequado para ser utilizado no exame dos órgãos abdominais de vários animais como gado bovino, cavalos, cães, gatos, ovelhas e porcos.

#### Princípios básicos

- Imagem 2D
- Bateria recarregável embutida (4 a 8 horas de duração)
- Tecnologia de imagem de feixe digital completa
- Função opcional de soquete de sonda para operação com várias sondas
- 8 TGC: ajustável

#### Aplicações

- Inspeção e diagnóstico de lesões em animais de porte médio e pequeno, como fígado, vesícula biliar, baço, rins, bexiga, útero e outros tecidos e órgãos.
- Teste de gravidez e medição da espessura do toucinho em animais de grande porte, como bovinos, ovinos, equinos e suínos.

#### Modo de Exibição

- B, B/B, 4B, B/M, M

#### Tela/Display

- 12,1 polegadas, LED 1024\*768, Inicialização ≤10 segundos

#### Interface

- RS-232, VGA, VÍDEO, 2\*USB, DICOM

#### Idiomas de exibição

- Português, Espanhol, Inglês, Francês, Chinês, Russo

#### Tensão CA

- 100-240V
- 50/60Hz

#### Falsa cor

- 8 Tipos

#### Controle TGC

- 8 segmentos

#### Armazenamento Permanente

- 32GB

#### Bateria

- 8800mA

#### Peso líquido

- 3,4kg

#### Reprodução de filme

- 256 quadros

#### Interface para Sondas

- 1 Porta (2 Portas Opcional)

### Sondas opcionais:

◇ Sonda convexa de 3,5MHz ◇ Sonda micro-convexa electrónica de 6,5MHz ◇ Sonda micro-convexa de 5.0MHz ◇ Sonda rectal de 7,5MHz com pega ◇ Sonda rectal de 7,5MHz ◇ Sonda de gordura traseira de 3,5MHz



## Quer saber mais sobre o US10 FAST e suas vantagens?

### Ultrassom veterinário portátil: MODO FAST




#### Design

O ultrassom Veterinário US10 FAST possui um design elegante e moderno. Ele foi projetado para ser ergonômico, facilitando o fluxo de trabalho e reúne elementos que fazem dele um equipamento bonito e muito funcional. Além disso, possui teclado iluminado com indicador de teclas ativas.



Projetado para ser ergonômico, facilitando o fluxo de trabalho e reúne elementos que fazem dele um equipamento bonito e muito funcional. Além disso, possui teclado iluminado com indicador de teclas ativas.

#### Qualidade de imagem



\*\*\* Conheça também toda nossa linha com Doppler colorido