



AMA B-300 - 400 Testes/hora Analisador Bioquímico Totalmente automatizado

AmaMedical Soluções em Saúde

Centro Empresarial Jardins do Brasil
Av. Hilário Pereira de Souza, 406, Centro Empresarial, Torre 2, 28º andar
Industrial Autonomistas, Osasco - SP, 06010-170

vendas@amamedical.com.br

(11) 4384-2494

Especificações técnicas

Analizador bioquímico totalmente automatizado

Nosso mais novo analisador bioquímico totalmente automatizado de 400 testes/hora AMA B-300, design inovador e com alta tecnologia trazendo resultados precisos e confiáveis.

Método de Análise

- Ponto final
- Tempo fixo
- Taxa (cinética)
- Turbidimetria

Sonda

- Revestimento de teflon
- Função anticolisão
- Função de detecção de nível de líquido

Lavagem da sonda

- Lavagem automática interior e exterior

Sonda do misturador

- Agitação independente

Calibração

Linear:

- Fator K
- Linear de 1 ponto, 2 pontos e multiponto

Não linear:

- Spline
- Polígono
- Índice
- Ogaritmo
- Logit-4P/Logit-5P

Controle de qualidade

- Controle de qualidade em tempo real,
- Regra múltipla de Westgard
- Verificação de soma cumulativa
- Gráfico duplo (2D)

Tamanho/Peso

- 1170*775*1145mm
- Peso líquido 190kg
- Peso bruto 257kg

Taxa de transferência

- 400 Testes/hora

Certificação

- CE, FDA, ISO9001, ISO14001, ISO13485

Posições de amostra

- 60 ou 90 posições de amostra
- Sistema de código de barras integrado opcional

Posições dos Reagentes

- 90 posições de reagentes refrigerados

Volume da amostra

- 1-70µL

Volume do Reagente

- 10-350µL

Resfriamento de reagentes

- 2~8°C

Controle de temperatura

- 37±0,1°C
- Monitoramento em tempo real

Cubetas

- 120 cubetas reutilizáveis
- Comprimento óptico 6mm

AmaMedical Soluções em Saúde

Av. Hilário Pereira de Souza, 406, Centro Empresarial, Torre 2, 28º andar
Industrial Autonomistas, Osasco - SP, 06010-170

ventas@amamedical.com.br

(11) 4384-2494