



ANALISADOR BIOQUÍMICO

Totalmente automatizado **AS-120**



120 testes/hora
Reagente duplo



Av. Hilário Pereira de Souza, 406
Torre 2, 28º andar - Osasco/SP
Tel.: (11) 4384-2494 - (11) 4384-2454
vendas@amamedical.com.br



ANALISADOR BIOQUÍMICO

Totalmente automatizado **AS-120**

Desempenho	• 120 testes por hora/reagente duplo
Reagentes	• 80 posições para reagentes
Cubetas de Reação	• 44 cubetas reutilizáveis
Amostras	• 40 posições simultâneas
Módulo STAT	• Prioriza amostras de urgência
Código de Barras	• Leitor de código de barras opcional
Sistema Operacional	• Sistema Windows
Controle de Qualidade	• Levey Jennings, Gráficos X-R e Regras Múltiplas de Westgard.
Interfaceamento	• Comunicação bidirecional. • RS-232 - LAN Ethernet e USB.
Filtros	• 8 Filtros - Range de 340nm a 700nm
Método	• Bioquímica e Turbidimetria
Sensores	• Alarme sonoro e visual para agulhas, braços e reservatórios
Dimensões	• 57cm x 88cm x 52cm – 45kg
Alimentação	• AC-230V ou AC-110V



Av. Hilário Pereira de Souza, 406
Torre 2, 28º andar - Osasco/SP
Tel.: (11) 4384-2494 - (11) 4384-2454
vendas@amamedical.com.br