



# ANALISADOR BIOQUÍMICO

Totalmente automatizado **ES-480**



**400 testes/hora**  
**Reagente Duplo**



Av. Hilário Pereira de Souza, 406  
Torre 2, 28º andar - Osasco/SP  
Tel.: (11) 4384-2494 - (11) 4384-2454  
[vendas@amamedical.com.br](mailto:vendas@amamedical.com.br)



# ANALISADOR BIOQUÍMICO

Totalmente automatizado **ES-480**

<b>Desempenho</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 400 testes por hora/reagente duplo</li></ul>
<b>Reagentes</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 90 posições para reagentes</li></ul>
<b>Cubetas de Reação</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 90 cubetas reutilizáveis</li></ul>
<b>Amostras</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 120 posições simultâneas</li></ul>
<b>Módulo STAT</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prioriza amostras de urgência</li></ul>
<b>Código de Barras</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Leitor de código de barras opcional</li></ul>
<b>Sistema Operacional</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sistema Windows</li></ul>
<b>Controle de Qualidade</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Levey Jennings, Gráficos X-R e Regras Múltiplas de Westgard.</li></ul>
<b>Interfaceamento</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Comunicação bidirecional.</li><li>• RS-232 - LAN Ethernet e USB.</li></ul>
<b>Filtros</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 8 Filtros - Range de 340nm a 700nm</li></ul>
<b>Método</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bioquímica e Turbidimetria</li></ul>
<b>Sensores</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alarme sonoro e visual para agulhas, braços e reservatórios</li></ul>
<b>Dimensões</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 87cm x 67cm x 135cm – 150kg</li></ul>
<b>Alimentação</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• AC-230V ou AC-110V</li></ul>



Av. Hilário Pereira de Souza, 406  
Torre 2, 28º andar - Osasco/SP  
Tel.: (11) 4384-2494 - (11) 4384-2454  
vendas@amamedical.com.br