



Analizador Automático de Bioquímica Seca e Eletrólitos **Pointcare V3 PV3**

PV3 é pequeno e durável, pode ser operado a qualquer hora, em qualquer lugar, pode até ser acionado por banco de energia. A interface do usuário é amigável e fácil de aprender. É muito simples e intuitivo. Fornece resultados precisos de qualidade laboratorial em 10 a 12 minutos, tornando-o ideal para clínicas veterinárias, além de levar equipamentos aos clientes para testes. Pequeno em tamanho Perfeitamente dimensionado para ambientes onde o espaço é limitado.

FÁCIL DE OPERAR

- Design compacto e leve (2,2 kg)
- Operação fácil e segura (3) três etapas simples
- Projetado para simplificar seu fluxo de trabalho com facilidade de uso, flexibilidade e rendimento
- Economia com reagentes, economia de tempo.
- O veterinário pode realizar um painel completo de até 16 testes no local em cerca de 8 ~ 12 minutos.
- Cenário de aplicação Pointcare® V é ideal para clínicas veterinárias, profissionais móveis, laboratórios de pesquisa e empresas farmacêuticas e de biotecnologia.

RESULTADO RÁPIDO

Fornece resultados precisos de qualidade laboratorial em 10 a 12 minutos, tornando-o ideal para clínicas veterinárias, além de levar equipamentos aos clientes para testes.



É simples e fácil de manusear com apenas 3 passos de operação:

Adicione a amostra de sangue total, plasma heparinizado ou soro

Insira o disco


Leia e imprima os resultados

Porta de
Diluyente

Cuveta de reação

Porta de
amostra

Detalhes do DISCO de Reagentes



	Check Up	Pré-anestésico	Pré-anestésico Plus	Fígado e Rins	Fígado	Rins	Eletrólitos	Cuidados intensivos	Teste de Amônia	Rever teste triplo	Ave e Réptil	Animais grandes	Painel de diabetes	Perfil Pancreatite
TP	•	•	•	•	•				•	•	•		•	
ALB	•	•		•	•	•			•	•	•		•	
GLO*	•	•		•	•					•	•		•	
A/G*	•	•		•	•					•	•		•	
TBIL	•			•	•				•					
DBIL					•									
IBIL*					•									
ALT	•	•	•	•	•		•	•						
AST			•	•	•					•	•			
GGT				•	•						•			
ALP	•	•	•		•				•		•			
TBA										•				
CK	•		•						•	•	•			
LDH			•											
AMY	•								•				•	
LPS													•	
TG	•								•			•		
CHOL	•								•			•		
GLU	•	•	•	•			•	•	•			•	•	
FRU												•		
CRE	•	•	•	•		•	•	•						
BUN	•	•	•	•		•	•	•			•			
BUN/CRE*	•	•	•	•		•	•							
UA										•				
CO ₂						•	•	•						
Ca	•					•	•		•	•	•		•	
P	•					•	•		•	•	•			
K ⁺						•	•	•		•				
Na ⁺							•	•		•				
Na ⁺ /K ⁺ **							•	•		•				
Cl ⁻							•	•		•				
Mg							•				•			
NH ₃								•						

AmaMedical Soluções em Saúde

Av. Hilário Pereira de Souza, 406 - T2, 28º andar, Osasco / SP
Tel.: (11) 4384-2494
vendasvet@amamedical.com.br

*Disponível em breve

*Valor de teste calculado

**Selecione três analitos de 14 analitos de teste para relatório